

Um einen reibungslosen Ablauf bei der Inbetriebnahme sicherzustellen möchten wir Sie bitten, folgendes zu beachten:

- **Bitte nehmen Sie das Modul nur mit Unterstützung durch unsere Servicepartner in Betrieb**
- **Terminvereinbarung**  
Damit wir ausreichend Zeit einplanen können, wird Ihr zuständiges Depot mit Ihnen einen Installationstermin vereinbaren

## Checkliste vor der Installation

<b>Geräteprüfung</b>	Bitte stellen Sie sicher, dass die Voraussetzung für die Dokumentation mit Sego4Star durch Prüfung unserer Servicepartner bereits erfolgt ist	✓
<b>Internetzugang</b>	Ein Internetzugang ist zwingend notwendig	✓
<b>Always On</b>	Das Sego4Star Modul muss immer an einer Stromversorgung und im Internet angeschlossen sein	✓
<b>Sego®Support Tool installieren</b>	Das kostenlose Programm zur Fernwartung wird Ihnen auf <a href="http://www.segosoftware.info">www.segosoftware.info</a> unter dem Reiter 'Downloads' zur Verfügung gestellt	✓
<b>E-Mail Adressen bereitstellen</b>	Damit Benutzer sich ihr Passwort eigenständig wieder herstellen können, benötigen wir für die Erstellung des User Accounts deren E-Mail	✓
<b>IBAN (mySego.pass)</b>	Für die Inbetriebnahme bzw. Freischaltung von Sego4Star wird die Bankverbindung des Praxisbetreibers benötigt. Die Jahresgebühr für „mySego.pass“ wird per Lastschriftverfahren eingezogen und beinhaltet den kompletten Service	✓

Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne unter 089-3270889-10 zur Verfügung.

Ihr SEGO®-Service Team

Comcotec Messtechnik GmbH